

VetExpert Rapid BoviD-4 Ag

● Zasada działania

Test VetExpert BoviD-4 jest poczynym testem do różnicowania przyczyn biegunek u cieląt. Oparty na metodzie chromatograficznej, służy do jakościowego wykrywania antygenów: E.coli K99 (F5); rotawirusów, koronawirusów oraz Cryptosporidium. Zestaw VetExpert Rapid BoviD-4 Ag posiada dwa oznaczenia: „T” - testowe oraz „C” - kontrolne. Linie testowa i kontrolna nie są widoczne w okienku wyniku przed nałożeniem próbek. Linia kontrolna ma na celu nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedury. Pojawia się zawsze gdy badanie jest przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i odczynniki działają prawidłowo. W momencie gdy w badanej próbce znajduje się wystarczająca ilość antygenów, które wykrywa test, pojawia się fioletowy przebieg testowy w odpowiednim oknie wynikowym.

W teście zastosowano specjalnie wyselekcjonowane przeciwciała przeciwko antygenom E.coli K99, rotawirus, koronawirus, Cryptosporidium, jako materiał wychwytyjący i wykrywający. Pozwalają one testowi VetExpert BoviD-4 Ag na wykrycie z dużą dokładnością szukaných antygenów z kału cieląt.

● Zawartość zestawu (5 sztuk/zestaw)

- 1) 5/10 VetExpert Rapid BoviD-4 Ag
- 2) 5/10 probówek z substancją rozpuszczającą próbki
- 3) 5/10 jednorazowych pipet
- 4) 5/10 wymazówek do pobierania materiału
- 5) instrukcja obsługi

● Środki ostrożności

- 1) W celu uzyskania wiarygodnych wyników konieczne jest ściśle stosowanie się do instrukcji obsługi.
- 2) Wszystkie badane próbki powinny być traktowane jako potencjalnie zakaźne.
- 3) Zestawy testowe są pojedynczo zapakowane w szczelne foliowe torebki. Nie należy otwierać i wyjmować testów, aż do momentu bezpośrednio przed użyciem.
- 4) Nie należy używać zestawów testowych wielokrotnie.
- 5) Przed wykonaniem badania wszystkie odczynniki powinny znajdować się w temperaturze pokojowej.
- 6) Nie należy używać odczynników po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
- 7) Wszystkie składniki zestawu zostały poddane kontroli jakościowej jako standardowa seria. Nie należy używać odczynników o różnych numerach partii.
- 8) Jako substancję konserwującą rozpuszczalnik zastosowano azyd sodu w niskim stężeniu. Jest to substancja toksyczna, w kontakcie z którą należy zachować szczególną ostrożność. Należy nie dopuścić do jej połknięcia lub kontaktu ze skórą.

● Przechowywanie i trwałość testu

Zestaw powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej lub w lodówce (2-30°C). Zachowuje trwałość do momentu upływu daty ważności podanej na opakowaniu. NIE ZAMRAŻAĆ. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

● Pobieranie i przygotowanie próbek


- 1) Test przeznaczony jest do badania próbek kału cieląt.
- 2) próbki powinny zostać poddane badaniu bezpośrednio po pobraniu.
- 3) Jeżeli próbki nie są badane bezpośrednio po pobraniu należy przechowywać je w temperaturze 2-8°C do 48 godzin. Jeżeli analiza ma zostać przeprowadzona po upływie 48 godzin, próbki należy zamrozić w temperaturze -20°C lub niższej.

● Wykonanie testu

- 1) Za pomocą wacika nasączonego roztworem soli fizjologicznej (nie jest dostarczony z zestawem) pobierz próbkę kału.
- 2) Umieść wacik w probówce zawierającej rozpuszczalnik.
- 3) Mieszaj aż do momentu, w którym badana próbka zostanie rozpuszczona.
- 4) Pozostaw probówkę do momentu gdy na jej dnie osadzą się duże cząstki (około 1 minuta).
- 5) Wyjmij płytkę testową z opakowania i połóż ją na płaskiej i suchej powierzchni.
- 6) Z probówki za pomocą jednorazowej pipety (dostarczonej z zestawem) pobierz mieszaninę badanej próbki z rozpuszczalnikiem.

- 7) Następnie dodaj 4-5 kropli na okienko do nakładania próbki na płytce testowej. Czynność ta powinna być wykonana dokładnie i powoli.
- 8) Gdy test zacznie działać, w środkowej części płytki testowej pojawi się fioletowe migrujące zabarwienie. Jeżeli nie zaobserwujemy go po upływie 1 minuty, należy dodać kolejną kroplę badanej próbki.
- 9) Wynik należy odczytać w 5-10 minutach. Nie należy interpretować wyników uzyskanych po upływie 20 minut.

[Procedura wykonania testu]




W momencie gdy badanie zostało przeprowadzone prawidłowo, w obszarze kontrolnym w lewej części okienka wyniku pojawi się kolorowa linia kontrolna. Prawa strona okienka to obszar testowy wskazujący wynik. Może pojawić się tu kolejna kolorowa linia (linia testowa).

● Interpretacja wyniku


W momencie gdy badanie zostało przeprowadzone prawidłowo, w obszarze kontrolnym w lewej części okienka wyniku pojawi się kolorowa linia kontrolna. Prawa strona okienka to obszar testowy wskazujący wynik. Może pojawić się tu kolejna kolorowa linia (linia testowa).

1) Wynik ujemny

1. Cryptosporidium Ag
Obecność tylko jednej linii, kontrolnej „C”, w oknie wynikowym w obszarze Crypto Ag oznacza wynik negatywny




2. Rotavirus Ag
Obecność tylko jednej linii, kontrolnej „C”, w oknie wynikowym w obszarze Rota Ag oznacza wynik negatywny



3. Coronavirus Ag
Obecność tylko jednej linii, kontrolnej „C”, w oknie wynikowym w obszarze Corona Ag oznacza wynik negatywny




4. Escherichia coli K99 Ag
Obecność tylko jednej linii, kontrolnej „C”, w oknie wynikowym w obszarze E.coli K99 Ag oznacza wynik negatywny




2) Wynik dodatni


1. Cryptosporidium Ag
Obecność dwóch linii, kontrolnej „C” oraz testowej „T” w oknie wynikowym w obszarze Crypto Ag oznacza wynik dodatni




2. Rotavirus Ag
Obecność dwóch linii, kontrolnej „C” oraz testowej „T” w oknie wynikowym w obszarze Rota Ag oznacza wynik dodatni



3. Coronavirus Ag
Obecność dwóch linii, kontrolnej „C” oraz testowej „T” w oknie wynikowym w obszarze Corona Ag oznacza wynik dodatni




4. Escherichia coli K99 Ag
Obecność dwóch linii, kontrolnej „C” oraz testowej „T” w oknie wynikowym w obszarze E.coli K99 Ag oznacza wynik dodatni



3) Wynik błędny

Brak fioletowej linii w okienku wyniku po przeprowadzeniu badania wskazuje na wynik błędny. Oznacza to, że analiza nie została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami instrukcji lub test nie działa prawidłowo. W takiej sytuacji zaleca się powtórzenie badania.



● Ograniczenia badania

- 1) Test przeznaczony jest do diagnozy w warunkach in-vitro.
- 2) Test wykrywa obecność antygenów Cryptosporidium, rotawirusa, koronawirusa oraz antygenów E. coli k99 w próbce. Nie powinien być jednak stosowany jako jedyne kryterium ich rozpoznania.
- 3) Tak jak w przypadku innych testów diagnostycznych wszystkie wyniki powinny być rozpatrywane przez lekarza weterynarii wspólnie z dostępnymi danymi klinicznymi.
- 4) Dla dokładnego określenia statusu immunologicznego zalecane jest także stosowanie innych metod badawczych.

Czułość: Cryptosporidium – 98,2%, Rotawirus – 99%, Coronavirus – 98,4%, E.coli – 97,8%
Specyficzność: Cryptosporidium – 99%, Rotawirus – 98%, Coronavirus – 98%, E.coli – 99%

One Step BoviD-4 VetExpert Test (Research Use Only)

VetExpert Rapid BoviD-4 Ag Test

● Explanation of the test

The VetExpert Rapid BoviD-4 Ag Test is a solid phase immunochromatographic assay for the rapid, quantitative detection of Cryptosporidium antigen, Rotavirus antigen, Coronavirus antigen and E.coli k99 antigen in calf feces. The VetExpert Rapid BoviD-4 Ag Test has the letters “T” and “C” as the Test line and Control line on the surface of the device. Both the test line and control line in the result window are not visible before applying any samples. The control line is used for procedural control, and should always appear if the test procedure is performed properly and the test reagents of the control line are working. A purple test line will be visible in the result window if there is enough antigen of each target in the specimen.

● Materials Provided (5 Tests/Kit)

- 1) 5/10 VetExpert Rapid BoviD-4 Ag Tests
- 2) 5/10 assay diluents
- 3) 5/10 disposable droppers
- 4) 5/10 sample collection swabs
- 5) Instruction for use

● Precautions

- 1) For best results, strict adherence to these instructions is required.
- 2) All specimens should be handled as being potentially infectious.
- 3) Do not open or remove test kits from their individually sealed pouches until immediately before their use.
- 4) Do not reuse test kit.
- 5) All reagents must be at room temperature before running the assay.
- 6) Do not use reagents beyond the stated expiration date marked on the package label.
- 7) The components in this kit have been quality control tested as a standard batch unit. Do not mix components from different lot numbers.
- 8) The assay diluent contains low concentration of sodium azide as a preservative. Sodium azide is toxic and should be handled carefully to avoid ingestion and skin contact.

● Storage and Stability

The kits can be stored at room temperature (2-30°C) or refrigerated. The test kit is stable through the expiration date marked on the package label. DO NOT FREEZE. Do not store the test kits in direct sunlight.

● Specimen Collection and Preparation


- 1) The test should be performed with the calf feces.
- 2) After collecting the specimen using swab, the specimen should be immediately extracted and tested.
- 3) If specimens are not immediately tested, they should be refrigerated at 2-8°C. For storage not less than 48 hours, freeze the specimen at -20°C or below.

● Procedure of the Test

- 1) Collect the samples from feces using the sample collection swab pre-wetted with saline solution (not provided).
- 2) Insert the sampling swab into the assay diluents tube.
- 3) Mix the sampling swab until the sample has been dissolved into the assay diluents.
- 4) Leave the tube until the large particles have settled down to the bottom of the tube. (Approximately 1 minute)
- 5) Remove the test device from the foil pouch, and place it on a flat and dry surface.
- 6) Using a disposable dropper (provided), take an aliquot from the extracted and mixed sample in the tube.

- 7) Add 4(four) drops into the each sample hole with the disposable dropper. The mixed assay diluents should be added exactly, slowly drop by drop.
- 8) As the test begins to work, you will see purple color move across the result window in the center of the test device. If the migration has not appeared after 1 minute, add one more drop of the mixed sample to the sample well.
- 9) Interpret test results at 10 minutes. Do not decide after 20 minutes.

[Test Procedure]



A color band will appear in the left section of the result window to show that the test is working properly. This band is the control band. The right section of the result window indicates the test results. If another color band appears in the right section of the result window. This band is the test band.

1) Negative result

1. Cryptosporidium antigen.
Only one band (“C”) within the result window indicates negative against Cryptosporidium antigen.




2. Rota virus antigen
Only one band (“C”) within the result window indicates negative against Rota virus antigen.



3. Corona virus antigen
Only one band (“C”) within the result window indicates negative against Corona virus antigen.



4. Escherichia coli k99 antigen
Only one band (“C”) within the result window indicates negative against Escherichia coli k99 antigen.



2) Positive result

1. Cryptosporidium antigen.
Two color bands (“T” and “C”) within the result window of Crypto Ag indicate the presence of Cryptosporidium antigen.



2. Rota virus antigen
Two color bands (“T” and “C”) within the result window of Rota Ag indicate the presence of Rota virus antigen.



3. Corona virus antigen
Two color bands (“T” and “C”) within the result window of Corona Ag indicate the presence of Corona virus antigen.




4. Escherichia coli k99 antigen
Two color bands (“T” and “C”) within the result window of E.coli k99 indicate the presence of Escherichia coli k99 antigen.



3) Invalid Result

If the purple color band is not visible within the result window after performing the test, the result is considered invalid. The directions may not have been followed correctly or the test may have deteriorated. It is recommended that the specimen be re-tested.



● Limitation of the Test

- 1) This Test is for in-vitro diagnostic use only.
- 2) This test detects the presence of Cryptosporidium antigen, Rota virus antigen, Coronavirus antigen and E.coli k99 antigen in the specimen and should not be used as the sole criterion for the diagnosis of them.
- 3) As with all diagnostic tests, all results must be considered with other clinical information available to the veterinarian.
- 4) For more accuracy of immune status, additional follow-up testing using other laboratory methods is recommended.

Testkit zum Nachweis von Cryptosporidium Antigen, Rotavirus Antigen, Coronavirus Antigen und E.coli k99 Antigen aus bovinem Faeces

Vetexpert Rapid BoviD-4 Ag Test Kit

● Bezeichnung des Mittels

Vetexpert Rapid BoviD-4 Ag Test Kit

● Anwendungszweck:

Der Vetexpert Rapid BoviD-4 Ag Test ist ein solide-Phase chromatographischer Immunoassay zum schnellen, qualitativen Nachweis von Cryptosporidium Antigen, Rotavirus Antigen, Coronavirus Antigen und E.coli k99 Antigen im Kot von Kälbern. Das Vetexpert Rapid BoviD-4 Ag Testkit hat auf seiner Oberfläche eine „T”- und eine „C”-Bande als Test- bzw. Kontrollbande. Weder die Testbande noch die Kontrollbande sind vor Aufbringen der Proben im Ergebnisfenster sichtbar. Die Kontrollbande dient der Verfahrenkontrolle. Sie sollte immer erscheinen, wenn der Test richtig durchgeführt wird und die Testreagenzien auf der Kontrollbande funktionieren. Wenn in der Probe genügend Antigen von Cryptosporidium, Rotavirus, Coronavirus oder E.coli k99 vorhanden ist, erscheint im jeweiligen Ergebnisfenster eine rote Testbande.

● Wirksame Bestandteile nach Art und Menge (5 Tests/ Kit):

- 1) Vetexpert Rapid BoviD-4 Ag Testkits: fünf (5)
- 2) Teströhrchen mit Pufferlösung: fünf (5)
- 3) Probentupfer: fünf (5)
- 4) Einweg-Pipetten: fünf (5)
- 5) Gebrauchsanleitung

● Darreichungsform

In-Vitro-Diagnostikum

● Warnhinweise

- 1) Nur für die Diagnosestellung in der tierärztlichen Praxis bestimmt.
- 2) Für zuverlässige Testergebnisse muss die Gebrauchsanleitung strikt eingehalten werden.
- 3) Alle Präparate sollten als potenziell infektiös behandelt werden.
- 4) Testkits und die einzeln versiegelten Beutel erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen.
- 5) Testkit nicht verwenden, wenn der Beutel beschädigt oder das Siegel gebrochen ist.
- 6) Testkits nicht wieder verwenden.
- 7) Alle Reagenzien müssen vor Durchführung des Tests Zimmertemperatur haben.
- 8) Reagenzien nicht über das auf dem Etikett angegebene Verfallsdatum hinaus verwenden.
- 9) Die Komponenten dieses Kits sind als Standard-Chargeneinheit einer Qualitätskontrolle unterzogen worden. Komponenten unterschiedlicher Chargenummern nicht miteinander vermischen.
- 10) Die Pufferlösung enthält geringe Konzentrationen an Natriumazid als Konservierungsstoff. Natriumazid ist toxisch und es sollte Hautkontakt oder ein Verschlucken vermieden werden.

● Lagerungshinweise

- 1) Nicht über 30°C lagern.
- 2) Vor Frost schützen.
- 3) Trocken lagern.
- 4) Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.


● Art und Beschaffenheit des Probenmaterials

- 1) Es sollten nur Proben von Kalberfaeces für den Test verwendet werden.
- 2) Der Test sollte direkt nach Probenentnahme durchgeführt werden.
- 3) Falls der Test nicht direkt durchgeführt werden kann, so sollten die Proben kühl bei 2-8°C gelagert werden. Bei einer Lagerung von über 48 Stunden sollten die Proben direkt nach der Entnahme bei mindestens -20°C eingefroren werden.

● Arbeitsanweisung

- 1) Entnehmen Sie eine Probe aus bovinem Kot unter Verwendung des mitgelieferten Tupfers. Der Tupfer sollte mit Kochsalzlösung angefeuchtet sein.
- 2) Führen Sie den Tupfer in das mit Pufferlösung gefüllte Teströhrchen ein.
- 3) Mischen Sie die Tupferprobe gründlich mit der Pufferlösung.
- 4) Lassen Sie das Teströhrchen stehen bis die großen Partikel sedimentiert sind (ca. 1 Minute).
- 5) Testkassette aus der Folienverpackung entnehmen und auf eine flache, trockene Oberfläche legen.
- 6) Mithilfe der Einweg-Pipette wird nun eine Probe des Kot-Pufferlösungsgemisches aus dem Teströhrchen entnommen.
- 7) Mit der Einweg-Pipette vorsichtig und langsam vier (4) Tropfen des Gemisches in die Probenöffnung der Testkassette geben.
- 8) Sobald der Test mit der Arbeit beginnt, wird eine rote Verfärbung erkennbar, die sich über das Ergebnisfenster in der Mitte der Testkassette ausbreitet. Ist die Verfärbung nach einer Minute noch nicht sichtbar, einen weiteren Tropfen des Gemisches in die Probenöffnung geben.
- 9) Testergebnisse nach 10 Minuten ablesen. Nicht später als 20 Minuten ablesen.

[Abbildung zur Testdurchführung]



Im linken Teil des Ergebnisfensters erscheint eine farbige Bande, die anzeigt, dass der Test richtig funktioniert. Das ist die Kontrollbande („C”). Der rechte Teil des Ergebnisfensters zeigt die Testergebnisse. Erscheint eine weitere Farbbande im rechten Teil des Ergebnisfensters, so ist das die Testbande („T”).

● Interpretation der Testergebnisse

Im linken Teil des Ergebnisfensters erscheint eine farbige Bande, die anzeigt, dass der Test richtig funktioniert. Das ist die Kontrollbande („C”). Der rechte Teil des Ergebnisfensters zeigt die Testergebnisse. Erscheint eine weitere Farbbande im rechten Teil des Ergebnisfensters, so ist das die Testbande („T”).

1) Negatives Ergebnis

Ist nur eine Bande im linken Ergebnisfenster („C”) zu sehen, so bedeutet dies ein negatives Ergebnis.




2) Positives Ergebnis

Sind zwei Farbbanden („T” und „C”) sichtbar, so bedeutet dies ein positives Ergebnis für das jeweilige Ziel-Antigen, egal, welche Bande zuerst erscheint.



3) Ungültiges Ergebnis

Ist nach Beendigung des Tests die rote Bande im Ergebnisfenster („C”) nicht sichtbar, so gilt das Ergebnis für ungültig. Entweder sind die Gebrauchsanweisungen nicht korrekt befolgt worden oder der Test ist defekt. Es wird empfohlen, den Test zu wiederholen.



● Einschränkungen

Obwohl das Vetexpert Rapid BoviD-4 Ag Testkit beim Nachweis von Cryptosporidium Antigen, Rotavirus Antigen, Coronavirus Antigen und E. coli k99 Antigen sehr zuverlässig ist, können in seltenen Fällen falsche Testergebnisse auftreten. Bei unklaren Testergebnissen sind weiterführende klinische Tests durchzuführen. Wie bei allen diagnostischen Tests sollte eine klinische Diagnose nicht nur auf den Ergebnissen eines einzigen Tests beruhen, sondern vom Tierarzt nach Bewertung aller klinischen Befunde und Laborbefunde vorgenommen werden.

Hergestellt durch Bionote Inc.
Importeur nach Europa: Vetplanet

KIT Testare Rapida VetExpert BOVID-4 Ag

Principii:

Kitul de Testare Rapida VetExpert BoviD-4 Ag este o metoda cromatografica de verificare si detectare calitativa a Cryptosporidium, Rotavirus, Corona Virus si Escherichia coli K99 din fecale bovine. Kitul de Testare Rapida VetExpert BoviD-4 Ag este prevazut cu literele T si C ca linie de test si cu o linie de control pe suprafata dispozitivului. Atat linia de test, cat si linia de control nu pot fi vizibile decat in momentul aplicarii mostrelor de testat. Linia de control este utila pentru controlul procedural si trebuie sa apara intotdeauna. Daca testul a fost efectuat corect si daca reactiile din linia de control sunt stimulate de o cantitate suficienta de antigeni Cryptosporidium, Rotavirus, Corona Virus si Escherichia coli K99 din mostra, o linie purpurie va aparea in fereastra de rezultat.

Materiale furnizate (5,10 Teste/kit)

- 5,10 Kituri de Testare Rapida VetExpertBoviD-4 Ag
- 5,10 eprubete cu diluant tampon de verificare
- 5,10 betisoare de colectare a mostrelor
- 5,10 pipete de unica folosinta
- Instructiuni de folosire

Precautii:

- Doar pentru diagnostic veterinar.
- Pentru obtinerea de rezultate optime, respectati intocmai instructiunile de utilizare.
- Toate probele trebuiesc tratate ca fiind potential infectate.
- Nu desigilati sau scoateti testul din ambalaj decat in momentul imediat inaintea folosirii.
- Nu utilizati testul daca acesta are ambalajul deteriorat sau sigiliul rupt.
- Nu reutilizati testul.
- Toate substantele reactive trebuiesc mentinute la temperatura camerei inainte de inceperea testarii.
- Nu utilizati reactivii daca data lor de expirare marcata pe ambalaj este depasita.
- Componentele kitului au fost testate si verificate calitativ ca unitati standard ale lotului. Nu amestecati componente ce fac parte din loturi diferite!

Depozitare:

Kitul poate fi depozitat la temperatura camerei (2-30°C) sau refrigerat. Se recomanda folosirea lui doar in perioada inscrisa pe ambalaj. A NU SE CONGELA! A nu se depozita cu expunere directa la lumina soarelui!


Colectarea si pregatirea mostrei:

- Testul se va efectua prin prelevarea mostrei de testat din fecalele bovine
- Dupa colectarea cu ajutorul betisorului, mostra trebuie imediat extrasa si testata.
- Daca mostrele nu sunt imediat supuse testarii, trebuie pastrate la temperaturi 2-8°C. Pentru depozitare ce depaseste 48 ore se recomanda inghetarea la temperaturi sub -20°C.

Procedura de testare:

- Colectati mostrele din fecale folosind betisorul.
- Introduceti betisorul in eprubeta de testare ce contine diluant tampon de verificare.
- Pentru o extractie eficienta amestecati bine betisorul cu diluantul de verificare pentru a se dizolva mostra.
- Pentru aprox. 1 min, se lasa eprubeta pentru depunerea particulelor pe fundul acesteia.
- Se scoate testul din ambalajul protector si se va aseza pe o suprafata plana si uscata.
- Se adauga 4 (patru) picaturi din mostra obtinuta in orificiul de testare cu ajutorul pipetei, fara graba, picatura cu picatura.
- Pe masura ce testul incepe sa isi faca efectul veti observa o linie purpurie ce se va misca de-a lungul ferestrei pentru rezultat, situata in centrul dispozitivului de testare. Daca aceasta migratie nu apare in primul minut de la aplicare, se mai aplica o picatura de mostra in orificiul de testare.
- Dupa 10 minute se va interpreta rezultatul testului.
Nu interpretati dupa maxim 20 minute!

[Procedura de testare]




Interpretarea rezultatului testului:

O banda colorata va aparea in sectiunea din partea stanga a ferestrei pentru rezultat, pentru a va arata daca testul functioneaza in parametri normali. Aceasta banda reprezinta banda de control. Sectiunea din partea dreapta a ferestrei pentru rezultat va indica rezultatul testului to prin intermediul unei benzi colorate, ce se numeste banda de testare.


1) Rezultat negativ:

Aparitia unei singure benzi in fereastra pentru rezultat indica un rezultat NEGATIV.




2) Rezultat pozitiv:

Prezenta a doua benzi colorate (T si C) in fereastra de rezultat (indiferent de ordinea in care cele doua benzi apar) indica un rezultat POZITIV.



3) Rezultat pozitiv:

Daca banda purpurie nu este vizibila in fereastra de testare dupa efectuarea testului, rezultatul va fi considerat INVALID. Acest rezultat poate aparea datorita nerespectarii instructiunilor de utilizare sau daca testul a fost deteriorat. Se recomanda retestarea mostrei.



Limitatiile testului:

Desi eficienta Kitului de Testare Rapida VetExpert BoviD-4 Ag a fost demonstrata si s-a dovedit acuratetea cu care detecteaza prezenta Cryptosporidium, Rotavirus, Corona Virus si Escherichia coli K99, exista probabilitatea foarte redusa ca rezultatul testului sa fie fals. In cazurile in care rezultatele sunt neconcludente, se recomanda efectuarea altor teste clinice existente. Ca in cazul tuturor de diagnostic, un diagnostic clinic definitiv nu se poate baza doar pe rezultatul unui singur test; acest diagnostic va fi pus doar de catre medicul veterinar dupa efectuarea si evaluarea analizelor clinice si de laborator.